

Korrekturabzug


Artikel 572-00.000

Ätzung auf Klinge: max. 30x10 mm

Lasergravur auf Klinge: max. 30x10 mm

Tampondruck auf Griff: max. 30x5 mm

Darstellung 1:1



ACHTUNG! Wir weisen darauf hin, dass dieser Korrekturabzug lediglich zur besseren Ansicht sowie zur leichteren Kontrolle des Druckstandes/-textes dient. Er ist nicht maßgeblich für die Qualität des Druckes! Abweichungen hinsichtl. Logoplatzierung und Produktdetails bleiben vorbehalten, es sei denn Sie geben uns eine genaue Platzierung mit Abstand links/rechts und oben/unten in mm an.